光信息处理

雷逸鸣

1. 频谱与像的对应关系:

1) 单方孔:




频谱与原像均为轴对称结构,在横纵两 个维度上均可看作一个单缝衍射,叠加 后得到一系列衍射峰。

2) 双方孔:



双方孔在方孔的基础上叠加了一个双缝 干涉因子,因此横向会出现更多的 "小峰"。

3) 防控方阵:



方孔方阵在横纵向拥有类似光栅的周期结构,因此首先在横向与纵向可以看到两个光栅干涉相乘的周期结构,在每一个小峰上表现为(1)的结构特点。

4) 方孔密排:




方孔密排在周期结构上呈现六边形的结构。三个两两夹角为 60°的周期结构,反应在衍射图样上,频谱面依然保留这种对称性。同样,在每一个小峰上表现为(1)的结构特点。


5) 单圆孔:



单圆孔的衍射图样与艾里斑相同6)双圆孔。




同双方孔的周期结构相似。(接下来至圆孔密排均可与方孔类比,故不赘述) 7)圆孔方阵:



8) 圆孔密排:



9) 单方屏:



图样应与(1)相同。

10)等边三角形:



类比方孔,三角形孔具有 120° 旋转对 称性,故生成类六边形度频谱。

11) 等腰三角形:



等腰三角形与等边三角形相比,两腰的倾角有改变,频谱面随之变化。

12) 矩形孔:



与方孔类似,只是横纵方向的周期结构 有变化,故整体发生了缩放。

13) 单圆屏:




应为艾里斑。


14) 五角星孔:




同样,根据对称性,频谱面应有 10 个角。

15) 单缝 (N 缝):






16) N丝:





2. 一维光栅:





仪器摆放示意图

频谱面图样图图所示。

 $\Delta x = 397px \times 1.43\mu m/px = 568\mu m$ 光栅基频:

$$\Delta \theta = \frac{\Delta x}{2f} = 1.14 \times 10^{-3}$$

空间频率:

$$d = \frac{\lambda}{\sin \theta} = 557 \mu m$$

a)只保留 0 级频谱:




b)去除±1级频谱:



观察发现像面的空间频率发生了变化,原因是过滤掉了代表±1级频谱所对应的频率的光线。

3. 二维光栅:



频谱面图样图图所示。


 $\Delta x_1 = 399px \times 1.43 \mu m/px = 570 \mu m$ $\Delta x_2 = 396px \times 1.43 \mu m/px = 567 \mu m$ 光栅基频:

$$\Delta \theta_1 = \frac{\Delta x_1}{2f} = 1.14 \times 10^{-3}$$
$$\Delta \theta_2 = \frac{\Delta x_2}{2f} = 1.13 \times 10^{-3}$$

空间频率:

$$d_1 = \frac{\lambda}{\sin \theta_1} = 450 \mu m$$
$$d_2 = \frac{\lambda}{\sin \theta_2} = 557 \mu m$$

a)只保留主极大



b)保留(1,1)级斑



c)保留(0,5)级斑



经观察,同样发现像面的空间频率发生 了变化。原因是不同的衍射版代表了不 同的空间频率信息。

4. "光"字的高低通滤波:

a) φ = 1mm滤波:



b) $\phi = 0.3mm$ 滤波:




c) 通过0级:



d) 通过0级和1级:



e) 通过5级以内:




f) 仅通过(1,0)级:



g) 仅通过(5,0)级:




h) 仅通过(1,1)级:




经观察,发现,只保留主极大时,观测不到光栅频谱信息,因为这部分卷积所带来的项均已被挡住。当我们取φ = 0.3mm滤波时,由于频谱的一部分信息被挡住,所以光字并不能完整的显示在像面处。当我们只选某一处的衍射斑允许通过时,我们会在像面上看到这一级衍射斑所对应的空间频率的条纹,因为此时我们只保留了这一空间频率。

5. 十字孔:



十字孔频谱如上图所示。




将频谱中心部分滤去后,像平面只有十 字孔的轮廓是明亮的。


解释: 频谱面中距离光轴越远的光斑中

保存的是衍射物中越高频,越细节的信息。而 0 级光斑中蕴含的主要为衍射物的亮度信息。因而,将 0 级滤去后,只展现衍射物的细节信息,对应于的是衍射物清晰的轮廓。

6. 两个正交光栅:



20 条/mm 频谱 200 条/mm 频谱



将两二维光栅叠加后,形成的频谱如上 图所示。



将二维光栅进行旋转后,转动光栅对应 的卷积核也发生了旋转,因而,频谱图 中 200 条/mm 光栅对应的大光斑发生 了旋转,而小光斑之间相对静止。

同理,若转动小光栅,出现的现象便应该是小光栅内部旋转而大光斑之间保持相对静止。这一结论可以对以上实验取 200/mm 光栅为参考系得到。


7. θ 调制:



实验装置图



频谱面颜色的选择



最终生成的盆栽团

解释:由于盆栽团中不同部位的光栅取向不同,所以不同部位在衍射屏上的频谱不相互重合。因此,我们可以通过选择性的让频谱面上特定频率的光通过,来实现调控盆栽不同部位颜色的目的。

8. 关于调节光路的感想:

在调整透镜时,光阑上的反射光 斑不重合是由于透镜的水平竖直位置导 致的,而光斑重合后,与光阑圆心之间 的距离是由透镜倾角导致的。在调节光 路时,可以先调节透镜的位置,使光斑 重合,再调节倾角,这样操作起来会比 较便捷。

在调节物镜时,由于光学元件的 移动范围整体相较于物镜低一些,可以 通过更改物镜底座让物镜的调节范围降 低。

调节物镜光轴与激光平行是使实现现象清晰的重要一步。在我们更换了物镜底座后,可以通过前后平移物镜,观察透镜上光斑位置来调整物镜倾角。当前后移动物镜,光斑中心保持不动时,物镜就与光轴平行了。在将此调节完后,再前后移动物镜,调整至光斑最明亮的位置。这样,可以使光路达到最优的效果。